

# 山八齒材工業(株)

## 技工用レーザー溶接機

# レーザーEVO LARGE 新発売記念 無料デモンストレーションのご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度山八齒材では新発売キャンペーンとしまして技工用レーザーの無料デモンストレーションを承っております。実際に見て触って体感して購入前の御不明な点を解決致します。是非この機会に御用命下さいます様お願い申し上げます。

- \* 遠方のお客様につきましては別途交通費をいただく場合がございます。
- \* スケジュールの都合上ご要望に添えない場合がございます。
- \* お申込み後担当営業からご連絡差し上げます。



### レーザーEVO ラージ ノーマルタイプ



標準価格 **2,350,000円**

### レーザーEVO ラージ OBCタイプ



標準価格 **2,500,000円**

仕様	
電源	115-230V,50/60Hz,16A
最大パルスエネルギー	60J@15mS
最高ピークパワー	4kW
平均パワー	40W
周波数(回数)	0~15Hz
スポットサイズ	0.15~1.5mm
マイクロスコープ(顕微鏡)	ライカ製10倍レンズ
パルス形状	5種類
保存可能なメモリー数	32
重量	30kg
寸法(W×D×H)	52×73×50cm

#### 《特徴》

従来品に比べ開口部が広く作業性が向上。  
チャンバー内のスペースも広くなりました。

スポット径は**最小0.15mm**  
より正確でより緻密な作業を可能にします。  
**ローコスト、ハイスペックを実現。**

医院・技工所様名	お名前
ご住所/〒	
TEL	FAX
お取引先商店様名	ご担当営業様名



山八齒材工業株式会社  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533)57-7121 FAX (0533)57-1764  
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)

FAX 0533-57-1764