

CAD/CAM用ジルコニアディスク MYジルコニア LT (ディスク)



用途

インレー・クラウン・ブリッジのフレーム作製

収縮率 (%)

約18

熱膨張係数

10.5×10⁻⁶/℃

ビッカース硬さ (HV)

1330

焼成温度

1450℃

密度 (g/cm³)

6.0

曲げ強度 (MPa)

1090

直径

98mm

色調

ホワイト

厚み	標準価格 (1枚/箱)	厚み	標準価格 (1枚/箱)
14mm	¥14,000(税抜)	22mm	¥22,000(税抜)
16mm	¥16,000(税抜)	25mm	¥25,000(税抜)
18mm	¥18,000(税抜)		

CAD/CAM用ジルコニアブロック(加工機 DWX-4用) MYジルコニア LT (ブロック)



用途

インレー・クラウン・ブリッジのフレーム作製

収縮率 (%)

約18

熱膨張係数

10.5×10⁻⁶/℃

ビッカース硬さ (HV)

1330

焼成温度

1450℃

密度 (g/cm³)

6.0

曲げ強度 (MPa)

1090

サイズ

76×40×20 (mm)

色調

ホワイト

包装単位 2個入/箱

標準価格 ¥23,000(税抜)

切削加工用ミリングバー 山八CAD/CAMミリングバー

歯科用研削器材

CAD/CAMによる切削加工用のミリングバー


一般医療機器 医療機器届出番号 23B1X10001C09067

DLCコートタイプ



ラジラス (φ3mm) φ2mm φ0.8mm φ0.4mm

ダイヤコートタイプ



ラジラス (φ3mm) φ2mm φ1.0mm φ0.8mm φ0.4mm

●一般的なコーティング(チタンコーティング)と比べ**耐久性**が約**2倍**のDLCコートと約**10倍**のダイヤコートの2種類をラインナップ!!

●ラジラスを使用することにより加工効率がアップ!!

種類	刃形状	標準価格 1本/ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
DLC ラジラス	ラジラス	¥7,500 (税抜)	16	4	45
DLC φ2mm	ボール		16		
DLC φ0.8mm			12		
DLC φ0.4mm			6		

種類	刃形状	標準価格 1本/ケース	首下 長(mm)	シャンク 径(mm)	全長 (mm)
ダイヤ ラジラス	ラジラス	¥15,000 (税抜)	16	4	45
ダイヤ φ2mm	ボール		16		
ダイヤ φ1.0mm			12.7		
ダイヤ φ0.8mm			12		
ダイヤ φ0.4mm			6		

歯科用研磨器材

一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10089000958

ダイヤモンド粒子配合の固形艶出し材

ZIRCOSTAR

ジルコスター

ジルコニアを
スピーディーに艶出し!

ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニア・ポーセレン・ハイブリッド硬質レジンの艶出しが素早くできます。



包装単位 20g入 標準価格 ¥9,000(税抜)

■発売元 山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

■製造販売元 株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

山八提携 CAD/CAMシステム オープンデンタルCAD/CAMシステム(株式会社 データ・デザイン)

スキャナー・CADソフトウェア

一般医療機器

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

dental wings

(7 Series / 3 Series):
Dental Wings



7 Series

医療機器届出番号
23B3X10013000003

3 Series

医療機器届出番号
23B3X10013000001

■製造販売元

株式会社データ・デザイン

名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビルディング12F

CAMソフトウェア・加工機

CAMソフトウェア

worknc
Dental



■製造販売元

株式会社データ・デザイン
名古屋市中区錦3-4-6
桜通大津第一生命ビルディング12F

加工機 歯科用CAD/CAMマシン

一般医療機器

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

■製造販売元

ローランド ディー・ジー株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3

DWX-51D



歯科用CAD/CAMマシン DWX-51D
医療機器届出番号
22B3X10006000021

DWX-4



歯科用CAD/CAMマシン DWX-4
医療機器届出番号
22B3X10006000050

DWX-4W



歯科用CAD/CAMマシン DWX-4W
医療機器届出番号
22B3X10006000060

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp